

## Univet Porta, apparecchio per anestesia mobile per animali da laboratorio. Flussometro ...

numero di articolo: 1003825

**1.650,00 €**  
prezzo netto



### Product description

Univet Porta, apparecchio per anestesia mobile per animali da laboratorio. Flussometro per O<sub>2</sub> e ossido di diazoto. Ohmeda TEC 5, vaporizzatore per sevoflurano, di seconda mano, questo articolo è destinato esclusivamente alla medicina veterinaria. La pressione d'ingresso standard per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il tuo dispositivo con un concentratore di ossigeno, dobbiamo convertire il dispositivo per il funzionamento del concentratore. I costi ammontano a EUR 89,00. Questa conversione è possibile solo per i dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

