

DR. MÜLLER Apparecchio portatile per anestesia con flussometro per O₂, da sospendere ...

numero di articolo: 1003830

2.040,00 €
prezzo netto



Product description

DR. MÜLLER Apparecchio portatile per anestesia con flussometro per O₂, da sospendere alla guida dell'unità o da appoggio, incluso carrello da trasporto in acciaio inox, di seconda mano. Questo prodotto è destinato esclusivamente alla medicina veterinaria e all'esportazione. La pressione d'ingresso standard per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il tuo dispositivo con un concentratore di ossigeno, dobbiamo convertire il dispositivo per il funzionamento del concentratore. I costi ammontano a EUR 89,00. Questa conversione è possibile solo per i dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

