

## Heyer Kemperhof con respiratore ABV-A su carrello Siemens, per Selectatec Vapore, di ...

numero di articolo: 1003988

**1.900,00 €**  
prezzo netto



### Product description

Heyer Kemperhof con respiratore ABV-A su carrello Siemens, per Selectatec Vapore, di seconda mano. Questo prodotto è destinato esclusivamente alla medicina veterinaria e all'esportazione. La pressione d'ingresso standard per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il tuo dispositivo con un concentratore di ossigeno, dobbiamo convertire il dispositivo per il funzionamento del concentratore. I costi ammontano a EUR 89,00. Questa conversione è possibile solo per i dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

