

Unità di anestesia mobile VÖLKER con vapore isoflurano, flussometro e sezione ...

numero di articolo: 1004450

1.390,00 €
prezzo netto



Product description

Unità di anestesia mobile VÖLKER con vapore isoflurano, flussometro e sezione circolare, incl. carrello e portabottiglie, di seconda mano La pressione d'ingresso standard per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il tuo dispositivo con un concentratore di ossigeno, dobbiamo convertire il dispositivo per il funzionamento del concentratore. I costi ammontano a EUR 89,00. Questa conversione è possibile solo per i dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

