

## **DRÄGER Primus: stazione mobile di anestesia con E-Vent, miscelazione elettronica dei ...**

numero di articolo: 1004527

**12.900,00 €**  
prezzo netto



### **Product description**

DRÄGER Primus: stazione mobile di anestesia con E-Vent, miscelazione elettronica dei gas, ventilatore elettronico, sistema di riscaldamento dei pazienti, concetto a piattaforma aperta e interfacce per una comunicazione dei dati all'avanguardia. Flusso di gas fresco 0 - 18 l/min, funzione ORC, modalità di funzionamento: manuale, spontanea, IPPV, PCV, volume di corsa 20 - 1400 ml, volume corrente 1 - 1400 ml, frequenza respiratoria 3 - 80/min, monitoraggio: O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, alotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano, MV e VT, frequenza respiratoria, pressione massima, pressione di plateau, pressione media, PEEP. MISURA DEL GAS PARAMAGNETICO. Dimensioni: A 137 x L 80 x P 80, peso 115 kg., con DRÄGER Infinity Gamma XL, 2 DRÄGER Vapor 2000 (isoflurane e sevoflurane), di seconda mano

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

