

Compressore SILENT per aria compressa, pressione d'esercizio: 8 bar, capacità della ...

numero di articolo: 1004403

745,00 €
prezzo netto



Product description

Compressore SILENT per aria compressa, pressione d'esercizio: 8 bar, capacità della caldaia 100 l, peso 75 kg, capacità di aspirazione: 370 l/min, SENZA OLIO, NUOVO Utilizzo esclusivamente in MEDICINA ANIMALE

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

