

DRÄGER Babylog 8000: Ventilatore per prematuri, neonati e bambini fino a 20 kg di peso ...

numero di articolo: 1000806

4.900,00 €
prezzo netto



Product description

DRÄGER Babylog 8000: Ventilatore per prematuri, neonati e bambini fino a 20 kg di peso corporeo, ventilazione controllata (IPPV), ventilazione sincronizzata (SIPPV), ventilazione obbligatoria intermittente (IMV), ventilazione obbligatoria intermittente sincronizzata (SIMV), respirazione spontanea sotto pressione positiva delle vie aeree (CPAP), monitoraggio della concentrazione di O₂ insp. FiO₂, pressione delle vie aeree Paw, flusso V, volume minuto MV, volume respiratorio VT, dimensioni unità base: (LxAxP) 212x280x390mm, 14,5kg, di seconda mano

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

