

DRÄGER Ventilog 2, respiratore, completo di accessori, con funzionamento ad ossigeno o ...

numero di articolo: 1001528

980,00 €
prezzo netto



Product description

DRÄGER Ventilog 2, respiratore, completo di accessori, con funzionamento ad ossigeno o ad aria compressa, per respirazione controllata, a volume costante, temporizzato, volume corrente 50 - 150 ml (soffietto piccolo) e 150 - 1600 ml (soffietto grande), frequenza 6-60 min, usato, inspirazione: portata 20-80 l/min, alimentazione gas compresso: 2-6 bar, consumo gas compresso: 16 l/min, usato. Rapporto selezionabile I : E = 1:1, 1:2, 1:3, usato. Il soffietto piccolo non è compreso nel prezzo.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

