

## **DRÄGER Babylog N apparecchio per anestesia e respirazione nei cuccioli da 50 g a 15 kg, ...**

numero di articolo: 1001532

**680,00 €**  
prezzo netto



### **Product description**

DRÄGER Babylog N apparecchio per anestesia e respirazione nei cuccioli da 50 g a 15 kg, respiratore a flusso continuo con controllo a tempo e/o scatto manuale, max. pressione di respirazione: 10-60 mbar, pressione di espirazione - PEEP/CPAP 0-10 mbar, tempo di insp.: 0,3-2 sec., tempo di esp.: 0,5-6 sec, gas di azionamento O<sub>2</sub> o aria compressa senza olio 2-6 bar, max. consumo di gas 2 l/min., A: 176 mm x L: 212 mm x P: 300 mm, peso: 5 kg, usato

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

