

**DRÄGER Babylog 8000 plus:
apparecchio per la respirazione nei
prematuro, neonati e ...**

numero di articolo: 1001536

5.200,00 €
prezzo netto



Product description

DRÄGER Babylog 8000 plus: apparecchio per la respirazione nei prematuri, neonati e bambini fino a 20 kg di peso corporeo, respirazione controllata (IPPV), sincronizzata (SIPPV), intermittente mandatoria (IMV), sincronizzata intermittente mandatoria (SIMV), spontanea sotto pressione positiva delle vie respiratorie (CPAP), monitoraggio della concentrazione insp. di O₂ FiO₂, pressione delle vie respiratorie Paw, Flow V, volume per minuto MV, volume respiratorio VT, dimensioni dell'apparecchio base:(LxAxP) 212x280x390 mm, 14,5 kg, usato

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

