

SIEMENS Servo 900 C respiratore, modello di respirazione: a volume controllato, volume ...

numero di articolo: 1001554

1.980,00 €
prezzo netto



Product description

SIEMENS Servo 900 C respiratore, modello di respirazione: a volume controllato, volume controllato con sospiro, pressione controllata, supporto pressione, SIMV, SIMV + supp. pressione, CPAP manuale, vol. min. 0,5-40 l/min, frequenza di respirazione: 5-120 respiri/min, display analogico: pressione di respirazione, vol. espir. per minuto, display digitale: freq. respiratoria, concentrazione O₂, vol. insp. corrente, vol. esp. corrente, vol. esp. per min., press. di punta, a pausa, media, pressione max. di lavoro: 120 mbar, 50x23x32 cm, peso: 19 kg, da 10 kg di peso corporeo, usato

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

