

DRÄGER Oxylog 2000 respiratore portatile con accessori, controllo temporizzato, a volume ...

numero di articolo: 1001559

2.450,00 €
prezzo netto



Product description

DRÄGER Oxylog 2000 respiratore portatile con accessori, controllo temporizzato, a volume costante, per pazienti a partire da 100 ml di volume corrente. modalità respiratorie: IPPV \ " 03" valvola PEEP 0-15 mbar integrata. Collegamento Air Mix \ No Air Mix, misurazione integrata e visualizzazione su display del vol. espiratorio, usato

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

