

DRÄGER CF 800 Continuous Flow CPAP System: flussimetro per ossigeno e aria, incl. ...

numero di articolo: 1002244

680,00 €
prezzo netto



Product description

DRÄGER CF 800 Continuous Flow CPAP System: flussimetro per ossigeno e aria, incl. soffietto per la respirazione manuale, con dispositivo di serraggio per il fissaggio a una sbarra dell'unità. Per la CPAP e la terapia O2 in soggetti adulti e pediatrici a partire da 3 kg di peso corporeo, per il supporto nella respirazione spontanea, usato

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

