

DRÄGER Ventilog 3, respiratore per anestesia, azionamento pneumatico, temporizzato ...

numero di articolo: 1003087

1.380,00 €
prezzo netto



Product description

DRÄGER Ventilog 3, respiratore per anestesia, azionamento pneumatico, temporizzato fornito cpl. di tubo e manicotto : 6 - 60 / min rapporto I:E: 1:1, 1:2, 1:3 portata di inspirazione: Capacità da 20 a 80 L/min a 20 mbar; da 30 a 150 ml (soffietto per bambini) da 100 a 1400 ml (soffietto per adulti) vol. max al minuto 25 L/min alimentazione gas compresso 2 bis bar (O2 o aria compressa senza olio), 16 L / min, usato. Soffietto piccolo non compreso

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

