

## **DRÄGER Ventilog C, respiratore per anestesia, azionamento pneumatico, temporizzato ...**

numero di articolo: 1003341

**1.480,00 €**  
prezzo netto



### **Product description**

DRÄGER Ventilog C, respiratore per anestesia, azionamento pneumatico, temporizzato fornito cpl. di tubo e manicotto : 6 - 60 / min rapporto I:E: 1:1, 1:2, 1:3 portata di inspirazione: da 20 a 80 L/min a 20 mbar; capacità da 30 fino a 150 ml (soffietto per bambini) da 100 a 1400 ml (soffietto per adulti) volume al minuto max 25L/min alimentazione gas compresso 2 fino a bar (O2 o aria compressa esente da olio), 16 L/min, usato. Il soffietto piccolo non è compreso nel prezzo, adatto solo per funzionamento con COSY SYSTEM!, usato

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

