

## **Sistema di dissalazione completa 20 con cartucce con misuratore di conduttanza: capacità ...**

numero di articolo: 1001241

**998,00 €**  
prezzo netto



### **Product description**

Sistema di dissalazione completa 20 con cartucce con misuratore di conduttanza: capacità di base di circa 10° d GSG: 2800 l, H 570 mm, con misuratore di conduttanza 695 mm, diametro 240 mm, con chiusure rapide in acciaio inossidabile che consentono una sostituzione rapida delle cartucce, NUOVO

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

