

MELAG Euroklav 23VS+, dimensioni bollitore 45 cm per 25 cm di diametro, 22 litri, ...

numero di articolo: 1003751

3.650,00 €
prezzo netto



Product description

MELAG Euroklav 23VS+, dimensioni bollitore 45 cm per 25 cm di diametro, 22 litri, capacità di carico strumenti 4 kg, 1 kg di prodotti tessili, dimensioni (L x A x P): 42,5 x 48,5 x 69 cm, l'apparecchio è compatibile con un tavolo da 60 cm, peso 45 kg, potenza 2600 W, di seconda mano

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

