

WEBECO A65, sterilizzatore a vapore con generatore di vapore integrato. Camera cilindrica ...

numero di articolo: 1005297

10.900,00 €
prezzo netto



Product description

WEBECO A65, sterilizzatore a vapore con generatore di vapore integrato. Camera cilindrica per ospitare 1 unità di sterilizzazione (STE). Dotata di serie di 5 programmi (programma tessile, programma per prodotti termolabili, programma rapido, programma speciale, programma prioni) e 2 programmi di prova. Spazio utilizzabile 340x340x 600 mm, 75 litri di spazio utilizzabile. Peso 330 kg, di seconda mano

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

