

DINAMAP Procare 300: Misuratore di pressione sanguigna, visualizzazione della pressione ...

numero di articolo: 1004367

320,00 €
prezzo netto



Product description

DINAMAP Procare 300: Misuratore di pressione sanguigna, visualizzazione della pressione sanguigna sistolica e diastolica, frequenza cardiaca. Limiti di allarme regolabili. Possibile funzionamento a batteria o a rete. Compreso il caricatore di rete, seconda mano

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

