

**GE Healthcare Responder,
defibrillatore d'emergenza monofase
3000 con consolle per carico ...**

numero di articolo: 1003150

1.490,00 €
prezzo netto



Product description

GE Healthcare Responder, defibrillatore d'emergenza monofase 3000 con consolle per carico su ambulanza 12 V, funzionamento con elettrocateteri fissi e monouso, misurazione ECG, SPO2 e CO2 (il sensore CO2 non è compreso nel prezzo, prezzo sensore nuovo 2600 €), menu e diciture in inglese, BJ 2002 con CE, usato

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

