

**OLYMPUS CLV-10, fonte di luce  
fredda allo xeno con attacco OES 300  
W, usata La sorgente ...**

numero di articolo: 1001961

**780,00 €**  
prezzo netto



**Product description**

OLYMPUS CLV-10, fonte di luce fredda allo xeno con attacco OES 300 W, usata La sorgente di luce fredda è dotata di un nuovo illuminante allo xeno. La durata media è di circa 500 ore. L'indicatore di durata dell'illuminante non è attualmente disponibile. Viene utilizzato solo per determinare la durata di vita approssimativa.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

