

OLYMPUS CLV 160, sorgente di luce fredda allo xeno da 300 W, in buone condizioni, lampada ...

numero di articolo: 1001962

2.900,00 €
prezzo netto



Product description

OLYMPUS CLV 160, sorgente di luce fredda allo xeno da 300 W, in buone condizioni, lampada allo xeno nuova, di seconda mano La sorgente di luce fredda è dotata di un nuovo illuminante allo xeno. La durata media è di circa 500 ore. L'indicatore di durata dell'illuminante non è attualmente disponibile. Viene utilizzato solo per determinare la durata di vita approssimativa.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

