

OLYMPUS CLV-U20, fonte di luce fredda allo xeno con insufflatore 300 W, only (OES mode, ...

numero di articolo: 1001963

980,00 € prezzo netto



Product description

OLYMPUS CLV-U20, fonte di luce fredda allo xeno con insufflatore 300 W, only (OES mode, no OES 100 or OES 200), usata La sorgente di luce fredda è dotata di un nuovo illuminante allo xeno. La durata media è di circa 500 ore. L'indicatore di durata dell'illuminante non è attualmente disponibile. Viene utilizzato solo per determinare la durata di vita approssimativa.

-> Clicca qui per entrare nel sito. <-



Stand: 10.05.2024 Seite 1 von 1