

**OLYMPUS CLV-S fonte di luce fredda  
per endoscopio fisso, 220V, 4 A, usato  
La sorgente di ...**

numero di articolo: 1002332

**580,00 €**  
prezzo netto



**Product description**

OLYMPUS CLV-S fonte di luce fredda per endoscopio fisso, 220V, 4 A, usato La sorgente di luce fredda è dotata di un nuovo illuminante allo xeno. La durata media è di circa 500 ore. L'indicatore di durata dell'illuminante non è attualmente disponibile. Viene utilizzato solo per determinare la durata di vita approssimativa.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

