

OLYMPUS CLV-S 20 fonte di luce fredda , 220V/300W, xenon, usato La sorgente di luce ...

numero di articolo: 1002333

680,00 €
prezzo netto



Product description

OLYMPUS CLV-S 20 fonte di luce fredda , 220V/300W, xenon, usato La sorgente di luce fredda è dotata di un nuovo illuminante allo xeno. La durata media è di circa 500 ore. L'indicatore di durata dell'illuminante non è attualmente disponibile. Viene utilizzato solo per determinare la durata di vita approssimativa.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

