

OLYMPUS CLV-S40 Visera, fonte di luce fredda allo xeno per endoscopia fissa, 300 Watt, ...

numero di articolo: 1002474

980,00 €
prezzo netto



Product description

OLYMPUS CLV-S40 Visera, fonte di luce fredda allo xeno per endoscopia fissa, 300 Watt, usata La sorgente di luce fredda è dotata di un nuovo illuminante allo xeno. La durata media è di circa 500 ore. L'indicatore di durata dell'illuminante non è attualmente disponibile. Viene utilizzato solo per determinare la durata di vita approssimativa.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

