

## **OLYMPUS CLV-S30, sorgente di luce fredda allo xeno per endoscopia rigida, lampada allo ...**

numero di articolo: 1002646

**780,00 €**  
prezzo netto



### **Product description**

OLYMPUS CLV-S30, sorgente di luce fredda allo xeno per endoscopia rigida, lampada allo xeno nuova, indicatore di durata della lampada nuovo, di seconda mano La sorgente di luce fredda è dotata di un nuovo illuminante allo xeno. La durata media è di circa 500 ore. L'indicatore di durata dell'illuminante non è attualmente disponibile. Viene utilizzato solo per determinare la durata di vita approssimativa.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

