

**Wisap CO2 Aqua-Purator 1611.
L'apparecchio serve per l'irrigazione
continua dell'addome ...**

numero di articolo: 1002131

480,00 €
prezzo netto



Product description

Wisap CO2 Aqua-Purator 1611. L'apparecchio serve per l'irrigazione continua dell'addome nonché per la dissezione ad acqua durante la laparoscopia diagnostica. L'accessorio (spinotto per bombole di NACL) non è compreso nella fornitura e deve essere ordinato direttamente al produttore. Dati tecnici: regolazione continua della pressione fino a 750 mmHg. portata di NACL: regolabile 1 litro o Hi-Flo 3l/min, usato

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

