

**OLYMPUS OTV-SI: processore video  
con sorgente di luce fredda integrata  
150 Watt alogena ...**

numero di articolo: 1003939

**2.900,00 €**  
prezzo netto



**Product description**

OLYMPUS OTV-SI: processore video con sorgente di luce fredda integrata 150 Watt alogena (MD-151), per il collegamento di video endoscopi: ENF-V2, ENF-VT2, ENF-VQ, o teste camera: OTV-S7H-N, OTV-S7H-1N, OTV-S7H-1D, di seconda mano

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

