

**LEISEGANG 103, colposcopio mobile
su supporto rotante. Visione
binoculare diritta, ...**

numero di articolo: 1005217

1.100,00 €
prezzo netto



Product description

LEISEGANG 103, colposcopio mobile su supporto rotante. Visione binoculare diritta, distanza di lavoro. Ingrandimento di circa 5-20x. Illuminazione alogena 20Watt. Zoom 7,5 minimo, 30 massimo, seconda mano.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

