

ERBE Erbotom T175VET, monopolare e bipolare, potenza HF: taglio monopolare 175 watt, ...

numero di articolo: 1000499

1.100,00 €
prezzo netto



Product description

ERBE Erbotom T175VET, monopolare e bipolare, potenza HF: taglio monopolare 175 watt, coagulazione monopolare 100 watt, bipolare 50 watt, entrambe le funzioni monopolari e bipolari possono essere attivate senza interruttore a pedale, di marca
ATTENZIONE: questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in medicina veterinaria. TUTTE LE UNITÀ CHIRURGICHE HF SONO FORNITE CON ACCESSORI (CAVO PER PIASTRA NEUTRA PER ELETTRODI NEUTRI SINGOLI, ELETTRODI MONOPOLARI E BIPOLARI, 3 DIVERSI INSERTI).

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

