

## **BERCHTOLD Elektrotom 621, apparecchio per chirurgia ad alta frequenza con le seguenti ...**

numero di articolo: 1000516

**2.390,00 €**  
prezzo netto



### **Product description**

BERCHTOLD Elektrotom 621, apparecchio per chirurgia ad alta frequenza con le seguenti funzioni. corrente di taglio unipolare a coagulazione minima (max 200 W) e media (max 150 W), corrente di taglio emostatico unipolare (polipectomia, papillotomia) (max 100 W), coagulazione a contatto unipolare (max 120 W), coagulazione forzata (max 150 W) e coagulazione spray (max 90 W). Coagulazione bipolare (max 95 W). Indicazione digitale della potenza, indicatore di manutenzione, memorizzazione dell'ultima regolazione al momento dello spegnimento, usato. TUTTI GLI APPARECCHI CHIRURGICI AD ALTA FREQUENZA VENGONO FORNITI CON ACCESSORI (PLACCA NEUTRALE, ELETTRODO MONO E BIPOLARE, A 3 DIVERSI DISPOSITIVI)

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

