

**ERBE APC 300, Argon Beamer per
coagulazione con plasma di argon.
Uso solamente in ...**

numero di articolo: 1002689

1.590,00 €
prezzo netto



Product description

ERBE APC 300, Argon Beamer per coagulazione con plasma di argon. Uso solamente in combinazione con ERBOTOM ACC 450, 451, 200 ICC Argon Coag, 300, 350. Per la coagulazione con plasma di argon (tecnica di coagulazione in cui una corrente elettrica ad alta frequenza viene condotta sul tessuto da coagulare attraverso un gas argon ionizzato), senza riduttore di pressione, di seconda mano

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

