

Valleylab Force FX, apparecchio ad AF controllato con processore Monopolar Cut da 300 W, ...

numero di articolo: 1002705

3.350,00 €
prezzo netto



Product description

Valleylab Force FX, apparecchio ad AF controllato con processore Monopolar Cut da 300 W, coagulazione monopolare 120 W, bipolare 70 W, di seconda mano. TUTTE LE UNITÀ CHIRURGICHE HF SONO FORNITE CON ACCESSORI (CAVO PER PIASTRA NEUTRA PER ELETTRODI A NEUTRO SINGOLO, ELETTRODO MONOPOLARE E BIPOLARE, 3 DIVERSI INSERTI).

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

