

Olympus PSD 10-VET, l'apparecchio per chirurgia unipolare ad alta frequenza è azionabile ...

numero di articolo: 1003148

780,00 €
prezzo netto



Product description

Olympus PSD 10-VET, l'apparecchio per chirurgia unipolare ad alta frequenza è azionabile mediante interruttore a pedale TAGLIO 80 W, taglio coagulato 55 W, coagulazione 40 W, usato . L'APPARECCHIO VIENE FORNITO CPL. DI ACCESSORI (CAVO PER PIASTRA NEUTRA PER ELETTRODI A NEUTRO SINGOLO, ELETTRODO UNIPOLARE, 3 DIVERSI INSERTI and FOOTSWITCH) Questo articolo è destinato esclusivamente per la medicina veterinaria e l'e sporto

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

