

DRÄGER Photo Therapie 800, con telaio, per irradiazione luminosa in incubatrice o culla ...

numero di articolo: 1001357

590,00 €
prezzo netto



Product description

DRÄGER Photo Therapie 800, con telaio, per irradiazione luminosa in incubatrice o culla riscaldata a infrarossi di neonati e prematuri per l'abbattimento della concentrazione sierica di bilirubina (fototerapia), frequenza: 50 Hz, potenza: 230 W, alimentazione: 2,2 A, alloggiamento lampada 54 x 25,5 x 20,5 cm, usato

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

