

BRAUN perfusore compatto, ottimo stato, capacità di trasporto 0,1-99,9 ml/h, velocità ...

numero di articolo: 1001335

690,00 €
prezzo netto



Product description

BRAUN perfusore compatto, ottimo stato, capacità di trasporto 0,1-99,9 ml/h, velocità di iniezione 800ml/h, batteria nuova, usato Questo perfusore e preparato per le siringhe B. BRAUN. Se desidera usarlo con un altro tipo di siringhe, ce lo dica per favore.! Un cambiamento a posteriori (dopo la compra) costa EUR 55,-

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

