

**BRAUN Perfusor fm, ottimo stato,
capacità di trasporto 0,1-200 ml/h, con
batteria nuova, ...**

numero di articolo: 1001337

490,00 €
prezzo netto



Product description

BRAUN Perfusor fm, ottimo stato, capacità di trasporto 0,1-200 ml/h, con batteria nuova, usato Questo perfusore e preparato per le siringhe B. BRAUN. Se desidera usarlo con un altro tipo di siringhe, ce lo dica per favore.! Un cambiamento a posteriori (dopo la compra) costa EUR 55,-

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

