

**BRAUN Perfusor Compact S, volume:
0,01 - 200 ml/h, preselezione tempo
0,01-99 h, massima ...**

numero di articolo: 1002673

750,00 €
prezzo netto



Product description

BRAUN Perfusor Compact S, volume: 0,01 - 200 ml/h, preselezione tempo 0,01-99 h, massima velocità di infusione: 200 ml/h, massima velocità bolo: 1200 ml/h, batteria nuova, di seconda mano Questo perfusore è preparato per le siringhe B. BRAUN. Se desidera usarlo con un altro tipo di siringhe, ce lo dica per favore.! Un cambiamento a posteriori (dopo la compra) costa EUR 55,-

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

