

## **BRAUN Perfusor Space, perfusore alimentato a rete o a batteria (batteria nuova), cavo di ...**

numero di articolo: 1003137

**950,00 €**  
prezzo netto



### **Product description**

BRAUN Perfusor Space, perfusore alimentato a rete o a batteria (batteria nuova), cavo di ricarica incluso, portata per siringhe da 50 ml: 0,1 - 200 ml/h, durata della batteria circa 8 ore. Adatto anche per l'uso nelle stazioni spaziali, le siringhe di perfusore usate di B. Braun sono approvate come standard per questo perfusore. Se desiderate l'approvazione di altri produttori, vi preghiamo di informarci al momento dell'ordine. Per un rilascio successivo di altri tipi di siringhe addebitiamo EUR 55,00 a forfait.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

