

## CAREFUSION Alaris plus GH, pompa a siringa, compatibile con molte siringhe monouso ...

numero di articolo: 1005117

**690,00 €**  
prezzo netto



### Product description

CAREFUSION Alaris plus GH, pompa a siringa, compatibile con molte siringhe monouso standard da 50 ml (Braun Omnifix, BD, Codan, Fresenius, Terumo). Max. Velocità di infusione con 50 ml. Siringhe 0,1ml/h-1200ml/h. Max. Velocità di bolo 10ml/h-1200ml/h. Precisione del sistema +/-2%. Batteria ricaricabile NIMH per il funzionamento del dispositivo per circa 4 ore, seconda mano

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

