

**BAXTER EVO IQ LVP VET, pompa per
infusione volumetrica per
funzionamento a rete o a ...**

numero di articolo: 1005170

590,00 €
prezzo netto



Product description

BAXTER EVO IQ LVP VET, pompa per infusione volumetrica per funzionamento a rete o a batteria. Velocità 0,1-2000ml/h, velocità di bolo 0,1-2000ml/h. Si consiglia l'uso delle linee di infusione B.Braun Intrafix Safeset, usate. Questo articolo è destinato esclusivamente all'uso in medicina veterinaria o all'esportazione.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

