

## BAXTER EVO IQ LVP VET, pompa per infusione volumetrica per funzionamento a rete o a ...

numero di articolo: 1005170

**590,00 €** prezzo netto



## **Product description**

BAXTER EVO IQ LVP VET, pompa per infusione volumetrica per funzionamento a rete o a batteria. Velocità 0,1-2000ml/h, velocità di bolo 0,1-2000ml/h. Si consiglia l'uso delle linee di infusione B.Braun Intrafix Safeset, usate. Questo articolo è destinato esclusivamente all'uso in medicina veterinaria o all'esportazione.

-> Clicca qui per entrare nel sito. <-



Stand: 17.05.2024 Seite 1 von 1