

**FRESENIUS Injectomat Agilia. Pompa per siringhe alimentata a batteria e a rete, con ...**

numero di articolo: 1005251

**640,00 €**  
prezzo netto



**Product description**

FRESENIUS Injectomat Agilia. Pompa per siringhe alimentata a batteria e a rete, con artiglio di sostegno per il supporto di infusione. È possibile utilizzare circa 50 tipi di siringhe. Portata da 0,1 a 99,9 ml/h con incrementi di 0,1 ml. Portata del bolo 50-1200ml, usato

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

