

**FRESENIUS Injectomat TIVA Agilia.
Pompa a siringa per funzionamento a
batteria e a rete, ...**

numero di articolo: 1005291

980,00 €
prezzo netto



Product description

FRESENIUS Injectomat TIVA Agilia. Pompa a siringa per funzionamento a batteria e a rete, incl. pinza per supporto infusionale. Circa 50 tipi di siringhe utilizzabili. Velocità di erogazione da 0,1 a 99,9 ml/h con incrementi di 0,1 ml. Velocità di bolo 50-1200ml. Si prega di notare che il database dei farmaci deve essere programmato dalla forza vendita Fresenius, seconda mano

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

