

Supplemento per la conversione del nostro microscopio chirurgico da illuminazione alogena ...

numero di articolo: 1004492

980,00 €
prezzo netto



Product description

Supplemento per la conversione del nostro microscopio chirurgico da illuminazione alogena a LED: immagine ad alto contrasto grazie ai LED, regolazione continua della luminosità, colore della luce da 5000 a 5600 Kelvin. Poiché la conversione è una modifica del design, questo articolo è approvato solo per applicazioni tecniche e veterinarie.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

