

**GE Carescape B650, monitor multiparametrico collegabile in rete con touchscreen, consegna ...**

numero di articolo: 1005272

**6.400,00 €**  
prezzo netto



**Product description**

GE Carescape B650, monitor multiparametrico collegabile in rete con touchscreen, consegna incl. modulo E-sCaio per la misurazione dei gas anestetici, ossigeno e CO2, modulo E-PSMP-01 per la misurazione di ECG, SPO2, temperatura, pressione, NIBP, anno di produzione 2013, di seconda mano

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

