

**DRÄGER IRIS: monitor
anestesiologico per la misurazione
costante della concentrazione e ...**

numero di articolo: 1001817

580,00 €
prezzo netto



Product description

DRÄGER IRIS: monitor anestesiologico per la misurazione costante della concentrazione e il controllo dei gas narcotici alotano, enflurano e isoflurano nella fornitura di gas fresco all'apparecchio per anestesia. Ambito di misurazione da 0 a 9,9 vol. %, i limiti di misurazione sono programmabili singolarmente, usato

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

