

DRÄGER Barolog A, dispositivo elettronico, 1. per la verifica dell'apparecchio per ...

numero di articolo: 1001818

290,00 €
prezzo netto



Product description

DRÄGER Barolog A, dispositivo elettronico, 1. per la verifica dell'apparecchio per anestesia incl. componenti circolari a tenuta (assolutamente consigliato), 2. per la misurazione costante e la regolazione della pressione respiratoria durante la respirazione con respiratore 3. per la misurazione della frequenza respiratoria, usato

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

