

## **DRÄGER Spirolog, dispositivo elettronico per la determinazione e la visualizzazione dei ...**

numero di articolo: 1001819

**290,00 €**  
prezzo netto



### **Product description**

DRÄGER Spirolog, dispositivo elettronico per la determinazione e la visualizzazione dei parametri respiratori: vol. respiratorio al min., vol. del respiro, frequenza di respirazione, dati tecnici: indicazione del vol. respiratorio al min.: 0-25 l/min, indicazione della frequenza: 0 - 60 min  $\dot{u}$ , indicazione del volume corrente: 0-2 l, volume corrente minimo necessario: 0,15 l, allarmi: ottici e acustici - L'apparecchio è per l'uso sia in combinazione con apparecchi di respirazione che durante la respirazione spontanea, usato

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

